

Будьте уверены®

Российский производитель
диагностических экспресс-тестов
ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА»

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ

 КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

экспресс-тесты на инфекционные,
неинфекционные заболевания,
наркотические вещества
и тесты для женщин

■ КОНТАКТЫ



119313, Москва, Ленинский проспект, 88, корпус 3,
офис 100 (вход с правого торца здания)



info@domtest.su
med@progbio.ru



+7 (499) 138-00-79
+7 (499) 138-16-44

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Предлагаем вашему вниманию каталог продукции фирмы ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА». Компания специализируется на производстве диагностических экспресс-тестов. Проведение экспресс-тестов не требует особых профессиональных навыков или специального оборудования, поэтому с легкостью может использоваться в домашней обстановке, что дает возможность самостоятельно отслеживать состояние своего здоровья, здоровья своих близких и, при необходимости, вовремя обратиться к врачу.

4-5	ТЕСТЫ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	ВИЧ 1/2 гепатит С гепатит В сифилис	туберкулез язва желудка		
6-7	ТЕСТЫ НА НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	аденома/рак простаты инфаркт миокарда скрытая кровь в кале			
8-9	ТЕСТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА	алкоголь амфетамин барбитураты бензодиазепин	кетамин кокаин котинин марихуана	метадон метамфетамин морфин/героин	трициклические антидепрессанты фенциклидин экстази
10-11	ТЕСТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН	беременность овуляция			

■ О КОМПАНИИ

■ КТО МЫ?

ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА» — российский производитель диагностических экспресс-тестов. Основана компания в 1991 году.

■ ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ?

Производством и реализацией диагностических экспресс-тестов на основе иммунохроматографического анализа (ИХА) и других товаров медицинского назначения. Большой опыт и собственная производственная база позволили нам внедрить в повседневную жизнь россиян самые современные технологии.

■ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

Быстрота и легкость применения, высокая достоверность. Наши товары предназначены, как для профессиональных медицинских работников, так и для домашнего использования. Продукцию отличает высокое качество по оптимальным ценам.

■ НАША ЦЕЛЬ


Наш ориентир - простота и эффективность. Мы разрабатываем товары, отталкиваясь от потребностей не только профессионалов, но и обычных людей, ведь главная задача медицинской экспресс-диагностики – позволить выиграть время и вовремя обратиться к врачу.

■ МЕТОД ИММУНОХРОМАТОГРАФИИ

Иммунохроматография - это метод анализа, основанный на принципе тонкослойной хроматографии и реакции между антигенами и антителами. Реакция проходит на тест-полосках, произведенных с использованием современных достижений биотехнологии. Тест-полоска представляет собой многослойный комплекс, состоящий из разных материалов и содержащий сухие реагенты. Для удобства использования тест-полоски могут быть помещены в различные пластиковые планшеты или устройства.

Образец поглощается впитывающим участком тест-полоски и за счет капиллярных сил начинает двигаться по ней. Вместе с фронтом жидкости движутся реагенты, заранее нанесенные на тест-полоску. Когда фронт жидкости достигает других реагентов, нанесенных в тестовой зоне, происходит реакция антиген-антитело и образуется окрашенная линия.

■ УСТРОЙСТВО ТЕСТ-ПОЛОСКИ



На подложку из пластика наклеены в определенном порядке: впитывающий материал для образца; фильтр, пропитанный раствором конъюгата антител к определяемому антигену с цветной меткой, высушенный; пористая мембрана из нитроцеллюлозы с нанесенными в виде линий специфичными антителами (тест) и антивидовыми антителами (контроль); абсорбирующий материал.


В качестве цветной метки могут служить микрочастицы коллоидного золота, латекса и др.

■ СХЕМА АНАЛИЗА


На схеме изображен один из вариантов метода. В зависимости от анализа существуют и другие варианты.

более **99%**
достоверности

время
анализа **5-15**
минут



Образец - биологическая жидкость человека (моча, кровь, сыворотка, слюна). Образец содержит анализируемое вещество (аналит). Тест-полоску погружают в образец впитывающим участком или наносят несколько капель образца на впитывающий участок.



Образец впитывается тест-полоской и движется с фронтом жидкости, доходит до фильтра с конъюгатом и смывает конъюгат с фильтра. При этом антиген, содержащийся в образце, связывается с антителами конъюгата. Образуется окрашенный комплекс антиген-антитело.



Окрашенный комплекс продолжает двигаться вдоль тест-полоски и достигает тестовой зоны. На мембране антиген этого комплекса связывается со специфичными антителами тестовой линии, окрашивая ее. Оставшиеся реагенты продолжают двигаться по мембране и, дойдя до линии контроля, окрашивают ее, связываясь с антивидовыми антителами.

■ ТЕСТЫ НА ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Будьте уверены®

Основная задача домашнего тестирования — ответить на вопрос: на сколько обоснованы ваши подозрения относительно каких-либо заболеваний? Экспресс-тесты избавят вас от неудобств, дискомфорта и стеснения при сдаче анализов на такие инфекционные заболевания, как: СПИД, Гепатит В, Гепатит С, Сифилис, Туберкулез, Язва Желудка. Вы сможете сохранить анонимность и, в то же время, провериться с помощью точных и современных методов и, при необходимости, обратиться к врачу.



ТЕСТ НА ВИЧ 1/2

«ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс» предназначен для обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 (возбудителя СПИД) в сыворотке, плазме или цельной крови.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ТЕСТ НА ГЕПАТИТ С

«ИммуноХром-антиВГС-Экспресс» Простая и быстрая процедура тестирования на наличие антител к вирусу гепатита С (ВГС) в сыворотке, плазме или цельной крови.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ТЕСТ НА СИФИЛИС

Экспресс тест «ИммуноХром-антиТР-Экспресс» предназначен для быстрого качественного выявления антител к бледной трепонеме – *Treponema pallidum* (возбудителя сифилиса) в сыворотке, плазме или цельной крови человека.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



■ ОПИСАНИЕ

- время проведения анализа 10-15 минут;
- не требуется дополнительного оборудования;
- анализируемые образцы: сыворотка, плазма, цельная кровь (венозная или капиллярная);
- визуальная оценка результата;
- комнатная температура для хранения.


■ СОСТАВ ОДНОГО НАБОРА

- тест-полоска (тест-планшет) в герметичной упаковке;
- реагент для разведения;
- скарификатор;
- пробирка для проведения анализа;
- спиртовая салфетка;
- пипетка;
- инструкция.

Описание	Полное название	Формат	Чувствительность	Специфичность	Упаковка
Тест на ВИЧ 1/2	«ИммуноХром-антиВИЧ-1/2-Экспресс»	Тест-полоска	99,9%	99,6%	1 шт. / 25 шт.
Тест на гепатит С	«ИммуноХром-антиВГС-Экспресс»	Тест-полоска	99,6%	99,0%	1 шт. / 25 шт.
Тест на гепатит В	«ИммуноХром-НВsAg-Экспресс»	Тест-полоска	99,0%	99,1%	1 шт. / 25 шт.
Тест на сифилис	«ИммуноХром-анти-ТР-Экспресс»	Тест-полоска	99,7%	99,6%	1 шт. / 25 шт.
Тест на туберкулез	«ИммуноХром-анти-МТ-Экспресс»	Тест-планшет	83,0%	98,9%	1 шт. / 20 шт.
Тест на язву желудка	«ИммуноХром-антиНР-Экспресс»	Тест-полоска	93,0%	89,2%	1 шт. / 25 шт.


ИНСТРУКЦИЯ

Для получения надежных результатов необходимо соблюдать полную инструкцию по применению (входит в состав набора).
Краткая инструкция: процедура проведения анализа предусматривает разведение образца цельной крови (плазмы, сыворотки) реагентом (буфером) в пробирке на тест-полоске или в специальном окошке для образца на тест-плашке. Для проведения анализа в составе набора имеются пипетка, пробирка для проведения анализа.



ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде чем перейти к интерпретации результатов, убедитесь, что в помещении достаточное освещение.
При необходимости - включите дополнительный источник света.
Не следует интерпретировать результат позднее, чем через 20-30 минут после начала тестирования.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Экспресс-тест должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2 - 28°C в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.
Срок годности - 24 месяца.



ТЕСТЫ НА НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Будьте уверены®

Экспресс-тесты избавят вас от неудобств, дискомфорта и стеснения при сдаче анализов на такие неинфекционные заболевания, как: инфаркт миокарда, аденома/рак простаты, гемоглобин в кале человека. Проведение теста не требует особых профессиональных навыков или специального оборудования, поэтому с легкостью может использоваться в домашней обстановке и это прекрасная возможность самостоятельно отслеживать состояние своего здоровья и здоровья своих близких.



ТЕСТ НА АДЕНОМУ/РАК ПРОСТАТЫ

«ИммуноХром-ПСА-Экспресс» - полуколичественный тест для быстрого выявления специфического антигена предстательной железы в цельной крови, в сыворотке и в плазме крови человека для помощи в диагностике аденомы/рака простаты.

ЛИДЕР ПРОДАЖ



ТЕСТ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА

«ИммуноХром-Кардио-Экспресс» - тест для иммунохроматографического быстрого определения Тропонина I (cTnI) в сыворотке, плазме или целой крови человека для помощи в диагностике острого инфаркта миокарда.

ЛИДЕР ПРОДАЖ



ТЕСТ НА СКРЫТУЮ КРОВЬ В КАЛЕ ЧЕЛОВЕКА

Набор «ИммуноХРОМ-ГЕМ-Экспресс» предназначен для одноэтапного быстрого качественного определения наличия гемоглобина (скрытой крови) в кале человека методом иммунохроматографического анализа для помощи в диагностике рака прямой кишки и язвенных кровотечений.

ЛИДЕР ПРОДАЖ



ОПИСАНИЕ

- время проведения анализа 5-10 минут;
- не требуется дополнительного оборудования;
- анализируемые образцы: сыворотка, плазма или цельная кровь (венозная или капиллярная); кал человека;
- визуальная оценка результата;
- комнатная температура для хранения.

СОСТАВ ОДНОГО НАБОРА

- тест-планшет в герметичной упаковке;
 - сборник с аппликатором и реагентом для подготовки образца (только для «ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс»);
 - инструкция;
 - скарификатор;
 - спиртовая салфетка;
 - пипетка;
 - реагент для разведения;
- Нет в наборе «ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс»

Описание	Полное название	Формат	Чувствительность	Специфичность	Упаковка
Тест на аденому/рак простаты	«ИммуноХром-ПСА-Экспресс»	Тест-планшет	98,7%	98,5%	1 шт. / 20 шт.
Тест на инфаркт миокарда	«ИммуноХром-Кардио-Экспресс»	Тест-планшет	98,5%	98,4%	1 шт. / 20 шт.
Тест на скрытую кровь в кале	«ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс»	Тест-планшет	~6 мкг гемоглобина на 1 г кала, или ~50 нг на 1 мл реагента с растворенным образцом кала	Набор не выявляет гемоглобин: бычий, куриный, свиной, бараний, лошадиный, кроличий, индюшиный в концентрации 1 мг в 1 мл реагента	1 шт. / 10 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

Для получения надежных результатов необходимо соблюдать полную инструкцию по применению (входит в состав набора).
Краткая инструкция: процедура проведения анализа предусматривает разведение образца цельной крови (плазмы, сыворотки) реагентом (буфером) в пробирке на тест полоске или в специальном окошке для образца на тест-палочке. Для проведения анализа в составе набора имеются пипетка, пробирка для проведения анализа. Для теста на гемоглобин разведение образца реагентом (буфером) происходит в пробирке со встроенным аппликатором.

Тест на гемоглобин




Тесты на аденому/рак простаты, тест на инфаркт миокарда




ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде чем перейти к интерпретации результатов, убедитесь, что в помещении достаточное освещение.
При необходимости - включите дополнительный источник света.
Не следует интерпретировать результат позднее, чем через 20-30 минут после начала тестирования.

Тесты на гемоглобин, инфаркт миокарда



Тест на аденому/рак простаты



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Экспресс-тест должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2 - 28°C в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.
Срок годности - 24 месяца.



ТЕСТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

Будьте уверены®

Современные технологии позволяют использовать в широкой практике новые простые и достоверные экспресс-тесты, которые сокращают время на установление факта употребления алкоголя, наркотиков и факта табакокурения.



ТЕСТ НА 5 ВИДОВ НАРКОТИКОВ

«ИммуноХром-5-МУЛЬТИ-Экспресс» Набор полосок для одновременного выявления амfetамина, марихуаны, морфина, кокаина и метамfetамина в моче.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ТЕСТ НА 10 ВИДОВ НАРКОТИКОВ

«ИммуноХром-10-МУЛЬТИ-Экспресс» Тест для одновременного выявления амfetамина, марихуаны, морфина/герoина, кокаина, метамfetамина, барбитуратов, бензодиазепина, фенциклидина, метадона и экстази(мдма) в моче.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ТЕСТ НА МАРИХУАНУ

«ИммуноХром-МАРИХУАНА-Экспресс» Полоска для иммунохроматографического выявления марихуаны в моче.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ОПИСАНИЕ

- время анализа - 5 минут;
- не требуется дополнительного оборудования;
- анализируемые образцы: моча человека; пот, смывы;
- визуальная оценка результата;
- комнатная температура для хранения.

СОСТАВ ОДНОГО НАБОРА


- тест-полоска в индивидуальном пакете из фольги, ламинированной алюминиевой с осушителем или набор тест-полосок для выявления нескольких наркотиков, помещенных в планшет из пластика
- инструкция по применению

Вещество	Полное название	Формат	Чувствительность	Упаковка
Амфетамин	«ИммуноХром-АМФЕТАМИН-Экспресс»	Тест-полоска	1000 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Барбитураты	«ИммуноХром-БАРБИТУРАТЫ-Экспресс»	Тест-полоска	300 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Бензодиазепин	«ИммуноХром-БЕНЗОДИАЗЕПИН-Экспресс»	Тест-полоска	300 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Кокаин	«ИммуноХром-КОКАИН-Экспресс»	Тест-полоска	300 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Котинин	«ИммуноХром-КОТИНИН-Экспресс»	Тест-полоска	200 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Марихуана	«ИммуноХром-МАРИХУАНА-Экспресс»	Тест-полоска	50 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Метадон	«ИммуноХром-МЕТАДОН-Экспресс»	Тест-полоска	300 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Метамфетамин	«ИммуноХром-МЕТАМФЕТАМИН-Экспресс»	Тест-полоска	500 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Морфин	«ИммуноХром-МОРФИН-Экспресс»	Тест-полоска	300 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Трициклические антидепрессанты	«ИммуноХром-ТЦА-Экспресс»	Тест-полоска	1000 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Фенциклидин	«ИммуноХром-ФЕНЦИКЛИДИН-Экспресс»	Тест-полоска	25 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Экстази (МДМА)	«ИммуноХром-ЭКСТАЗИ-Экспресс»	Тест-полоска	500 нг/мл	1/5/10/20/50 шт.
Мульти тесты	Мульти тест 2-12 наркотиков	Плешка/полоска	См. выше	1/20 шт.
Никотин	«ИммуноХром-КОТИНИН-Экспресс»	Тест-полоска	200 нг/мл	.1/5/10/20 шт.
Алкоголь	«АЛКО-СКРИН»	Тест-полоска	0,02%	.1/5/20 шт.

ИНСТРУКЦИЯ

Для получения надежных результатов необходимо соблюдать полную инструкцию по применению (входит в набор).

Краткая инструкция: опустите тест-полоску или тест-плашку до ограничительных линий в образец мочи (или слюны - в случае с тестом на алкоголь) на 30 секунд, после чего извлеките и интерпретируйте результат. В случае с капельными тестами - образец вносится в окошко для образца пипеткой.




ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Прежде чем перейти к интерпретации результатов, убедитесь, что в помещении достаточное освещение.

При необходимости - включите дополнительный источник света.

Не следует интерпретировать результат позднее, чем через 10 минут после тестирования.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Экспресс-тест должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2 - 28°C в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.

Срок годности - 24 месяца.

Срок годности теста на алкоголь - 12 месяцев.



ТЕСТЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН

Будьте уверены®

Экспресс-тесты для женщин позволяют оценить состояние репродуктивной системы, а именно, определить беременность на раннем сроке или благоприятное время для зачатия ребенка. Вне зависимости от того, запланирована беременность или нет, это один из самых волнительных и сложных моментов в жизни любой женщины и в этой ситуации точный тест на беременность будет незаменим.



ТЕСТ НА ОВУЛЯЦИЮ

«ИммуноХром-ЛГ-Экспресс» предназначен для определения уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче для выявления пика ЛГ. Тест поможет выяснить время овуляции и наиболее благоприятный день для зачатия ребенка.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

«ИммуноХром-ХГч-Экспресс» - предназначен для ранней диагностики беременности в течение 5 минут с первого дня задержки.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



СТРУЙНЫЙ ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ

«ИммуноХром-ХГч-Экспресс» - предназначен для ранней диагностики беременности в течение 5 минут с первого дня задержки в струе мочи.

ЛИДЕР
ПРОДАЖ



ОПИСАНИЕ

- время анализа - 5 минут;
- не требуется дополнительного оборудования;
- анализируемые образцы: свежесобранные образцы мочи;
- визуальная оценка результата;
- комнатная температура для хранения.

СОСТАВ ОДНОГО НАБОРА

- тест-полоска в индивидуальном пакете с осушителем или тест-полоска в пенале из пластика в герметичном пакете с осушителем;
- инструкция.

Описание	Полное название	Формат	Чувствительность	Упаковка
Тест на овуляцию	«ИммуноХром-ЛГ-Экспресс»	Тест-полоска	30 мМЕ/мл	5 шт.
Тест на беременность	«ХГч-экспресс-ИХА»	Тест-полоска	25 мМЕ/мл	1/2/3/20/50 шт.
Струйный тест на беременность	«ХГч-экспресс-ИХА»	Тест-пенал	25 мМЕ/мл	1/2 шт.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ


Тест ХГч-экспресс-ИХА является качественным, он не показывает точную концентрацию ХГч. Если тест отрицательный, а беременность все же подозревается, следует повторить тестирование через 48 часов, используя для анализа первую утреннюю мочу.

Тест позволяет выявить беременность у здоровых женщин. Подтверждение факта беременности должно быть сделано врачом после клинических и лабораторных исследований. Прием некоторых препаратов, содержащих ХГч (хорагон; прегнил; гонакор; профазин и др.), может привести к положительному результату теста при отсутствии беременности.

Следует иметь в виду, что некоторые патологические состояния могут сопровождаться повышением уровня ХГч и соответственно показать положительный результат в тесте, в том числе и у мужчин: опухоли яичка, рак простаты, рак легкого, кисты яичников.


■ ИНСТРУКЦИЯ

Для получения надежных результатов необходимо строго соблюдать полную инструкцию по применению (входит в набор).
Краткая инструкция: погрузите тест-полоску до ограничительной линии в образец мочи, через 30 секунд извлеките и интерпретируйте результат.
В случае со струйным тестом - поместите тест-пенал впитывающим концом под струю мочи и через 30 секунд интерпретируйте результат.




■ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Тесты на беременность



Тест на овуляцию



■ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Экспресс-тест должен храниться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре +2 - 28°C в течение всего срока годности. Замораживание компонентов набора не допускается.
Срок годности - 24 месяца.



■ ПАРТНЕРАМ

ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА» предлагает специальные условия для дистрибьюторов и оптовых покупателей по безналичному расчету. Мы предлагаем гибкие условия для торговых организаций, медицинских учреждений, физических лиц: разработаем продукт под ваши требования, предоставим оптимальные цены, поможем с продвижением и предоставим сервис современного уровня.

■ КОНТАКТЫ

Мы находимся:
119313, Москва, Ленинский проспект, 88, корпус 3, офис 100 (вход с правого торца здания)

Заказы от юридических лиц принимаются:

по электронной почте:
info@domtest.su и med@progbio.ru

по телефону:
+7 (499) 138-00-79, +7 (499) 138-16-44

В заявке необходимо указать реквизиты юридического лица.
Отгрузка заказов осуществляется в течении 2-3 дней после получения оплаты.

■ ДОСТАВКА

К вашим услугам различные виды доставки:

Самовывоз
Почта Россия
Экспресс-доставка «СПСР-ЭКСПРЕСС»
Терминалы PickPoint

При сумме заказа от 20 000 рублей - бесплатная экспресс-доставка.